

LAMPADA A LED RI-MAGIC - su carrello



RI-MAGIC® HP LED - su carrello

Lampade medicali a LED ad alta tecnologia per esami e procedure medicali.

- LED ad alte prestazioni, 6.000 °K
- durata della lampada fino a 50.000 ore
- generazione di calore e perdita di energia notevolmente ridotte
- messa a fuoco nella parte anteriore della testata della lampada
- il lungo braccio molto flessibile può essere piegato in ogni direzione
- impugnatura con reostato per la regolazione continua dell'intensità luminosa

Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

Piantana mobile in fibra di vetro e asta cromata

Rotelle antistatiche a basso attrito con freno

Piantana mobile Ø 53 cm

Made in Germany.

- Distanza: 1000 mm - 800 mm - 600 mm - 400 mm - 200 mm
- Lux max: 15.000 - 20.000 - 30.000 - 45.000 - 55.000
- Cerchio di luce max Ø: 340 mm - 270 mm - 215 mm - 155 mm - 90 mm
- Cerchio di luce min Ø: 40 mm - 35 mm - 30 mm - 25 mm - 20 mm
- Voltaggio: 100-240V, 50-60 Hz