

LAMPADA MS LED FLEX PLUS - su carrello



LAMPADA MS LED FLEX PLUS - carrello

Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio flessibile o articolato di grande precisione, che consente di orientare la luce in qualsiasi posizione. La qualità dei materiali impiegati per la fabbricazione la rende particolarmente idonea per l'uso intensivo nelle operazioni chirurgiche e negli esami.

Qualità eccezionale della luce a LED

La potente luce a LED offre un'eccezionale qualità dell'illuminazione e una durata di oltre 50.000 ore. L'alta resa cromatica (Ra 97%) riflette l'eccezionale qualità della luce bianca, per un'eccellente distinzione dei tessuti e la riproduzione di tutti i colori visibili, in modo naturale e preciso.

Design ergonomico

La forma circolare della cupola e l'impugnatura facilitano il posizionamento. Le forme morbide agevolano la pulizia.

Intensità luminosa regolabile

Made in Spain.

Sorgente di luce LED 12W

Resa cromatica > 97%

Intensità luminosa a 50 cm 65.000 lux

Durata lampada 50.000 ore

Regolazione intensità luminosa

Temperatura di colore 4.500 °K

Lunghezza braccio 70 cm

Colore Bianco