

## **LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale**



### **LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale**

Strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle che appare in diversi colori sotto i suoi raggi ultravioletti. I modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10x6 cm - 3 diottrie.

Le lampade fluorescenti hanno uno speciale tubo fluorescente compatto da 9W con una lunghezza d'onda di 360nm.

Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz

Manuale in GB, FR, IT, ES, PT.

Made in Spain.