

MARTELLO NEUROLOGICO "BUCK CLASSICO"



Martello neurologico senza lattice: Buck Classic

- Colore: argento
- Materiale manico: ottone cromato
- Ago: si
- Agesimetro: si
- Peso: 90 g
- Lunghezza: 18 cm

Il Martello Neurologico Buck Classico è uno strumento diagnostico professionale utilizzato per la valutazione dei riflessi neurologici durante gli esami clinici e neurologici. Grazie alla sua struttura compatta ed ergonomica, rappresenta una soluzione affidabile per medici, neurologi, studenti di medicina e professionisti sanitari.

Realizzato con manico in ottone cromato, il martelletto garantisce robustezza, durata nel tempo e un'ottima maneggevolezza durante l'utilizzo. Le estremità in gomma permettono di

effettuare il test dei riflessi in modo preciso e controllato, assicurando comfort e praticità sia per l'operatore che per il paziente.

Il modello Buck Classico è dotato di ago integrato per i test neurologici di sensibilità ed è completamente privo di lattice, caratteristica che lo rende adatto anche ad ambienti sanitari con particolari esigenze di sicurezza e compatibilità.

Compatto e leggero, con una lunghezza di 18 cm e peso di circa 90 g, questo martello neurologico è ideale per l'utilizzo quotidiano in ambulatori, studi medici, reparti ospedalieri e attività formative.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il martello neurologico Buck?

Viene utilizzato per il controllo dei riflessi neurologici durante gli esami clinici.

Il dispositivo contiene lattice?

No, il martello neurologico è completamente latex free.

Di quale materiale è composto il manico?

Il manico è realizzato in ottone cromato resistente.

È presente un ago neurologico integrato?

Sì, include un ago per test di sensibilità neurologica.

Quali sono le dimensioni del prodotto?

Ha una lunghezza di circa 18 cm e peso di 90 g.

Martello Neurologico Buck Classico professionale in ottone cromato per test riflessi neurologici.
Latex free con ago integrato