

FLEX LOOP - bianco conf. 50 pz.



Curette FLEXLOOP: Ansa da 4 mm per procedure di pulizia normali, molto flessibile e poco traumatica.

La nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume.

- Comfort paziente: le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette Bionix con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free.
- Efficacia: le curette Bionix presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili.
- Monouso: le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.