

INFANTSCOOP - azzurro conf. 50 pz.



Curette INFANTSCOOP: Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm.

La nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume.

- **Comfort paziente:** le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette Bionix con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. Latex free.
- **Efficacia:** le curette Bionix presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili.
- **Monouso:** le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.