

SPECULUM NASALE - monouso conf. 48 pz.



SPECULUM NASALE monouso - conf. da 48

Speculum nasale innovativo in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei.

Aiuta la cauterizzazione in caso di sanguinamento.

Senza lattice.

Made in USA.

L'uso dello speculum d'acciaio inossidabile può essere un'esperienza traumatica per il paziente. Con questo strumento potete combinare il massimo comfort per il paziente con l'efficacia di un trattamento professionale.

Profondità totale della paletta: 33 mm

Lunghezza totale: 13,2 cm