

RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA XENON 3,5 - 230 V - Standard



STAZIONI DIAGNOSTICHE MODULARI - XENON - 100-240V, 50/60 HZ

- Stazione diagnostica Ri-Former 3,5 - standard (include 2 manici, testina oto e oftalmo, dispenser speculum auricolari, orologio)

RI-FORMER STAZIONE DIAGNOSTICA MODULARE

La stazione diagnostica modulare può essere costruita in base alle necessità dell'utente, potendo estendersi in lunghezza da entrambi i lati.

Il modulo base Ri-former® è disponibile con un manico e può essere completato con altri 4 manici.

- la lampadina Xenon o LED 3,5 V crea condizioni simili alla luce del giorno
- ottima efficienza elettronica grazie all'uso di un regolatore
- la tensione di uscita costante indipendentemente dalla rete elettrica prolunga la vita delle lampadine e garantisce l'intensità ottimale della luce

- accensione/spegnimento automatici quando si prelevano/ripongono gli strumenti (permette risparmio energetico e preserva le lampadine)
- manici antiscivolo con presa ergonomica e reostato: luminosità regolabile infinite volte e accensione/spegnimento manuali sul manico
- cavo a spirale fino a 3 metri

Made in Germany.