

## **ADATTATORE ENDOSCOPIO RIESTER 4° per 32150 - 13277**



ACCESSORI RCS-100: Adattatore endoscopio 4°

Codice Riester: 13277

Compatibilità: Compatibile con endoscopi flessibili e rigidi di diametro compreso tra 2,7mm e 10mm (previste due versioni, una ottimizzata per ottica tra 2,7 e 4mm, l'altra per ottica tra 4 e 10mm) di un'ampia gamma di fabbricanti, con attacco a C standard (per esempio, Wolf, Storz, Olympus, Scholly)

Accoppiamento rapido: L'adattatore è rapidamente collegabile a RCS-100 e a un endoscopio con attacco a C; è pronto per l'uso