

LENTE OTOSCOPIO RIESTER per 32150 - 13272



ACCESSORI RCS-100: Obiettivo otoscopico con porta per otoscopia pneumatica

Codice Riester: 13272

Lunghezza/larghezza fuoco: 2,9

Campo di visualizzazione Ø 12mm a 25mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm)

Campo di visualizzazione Ø 9mm a 15mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm)

Campo di visualizzazione Ø 8mm a 10mm di distanza dall'oggetto visualizzato (con speculum 4mm)

Distanza max oggetto: 15mm, a distanza max oggetto Ø FOC: 15mm

Profondità campo: 10mm

Sorgente luminosa: LED luce naturale

Ingrandimento: visualizzazione: 6x

Temperatura di colore LED: 4000 K

Dimensioni - peso: 73,5x40,0x40,0 mm - 96 g