

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE VETERINARIA - con 3 sonde



Visualizzazione immediata

Lo schermo incorporato permette l'acquisizione e la visualizzazione immediata di un'immagine chiara e nitida. Basta premere un pulsante e attendere 3 secondi.

Tempo reale di interazione

L'immagine medica può essere catturata e condivisa contemporaneamente su due monitor, e può essere scaricata su PC o MAC.

Cartella clinica elettronica

Viene generata automaticamente un'immagine medica per supportare la maggior parte dei sistemi informativi sanitari stand-alone.

3 moduli camera 75/150/300 mm, image dongle, set di cavi, 2 batterie alcaline AA

- Display LCD a colori 2,4"
- Porta video

- Dimensioni/peso: 8 x 20 cm - 218 g
- Durata della batteria: 4 ore