

DERMATOSCOPIO A LED POLARIZZATI+UV+BIANCHI MIC Wi-Fi & USB con software



DERMATOSCOPIO DIGITALE WI-FI - USB A LED POLARIZZATI + UV + BIANCHI con software
Dermatoscopio con filtro polarizzato; dispositivo digitale palmare a colori molto innovativo con trasmissione USB e WI-FI. Adatto per pelle e cuoio capelluto. Piccolo, semplice da usare e portatile. 3 tipi di luce: LED bianchi, LED UV e LED polarizzati bianchi. Ingrandimento: 60x e 200x con anello spaziatore 7 mm o cappuccio chiuso 30x con tubo trasparente. RDM 2017/745/UE - Dispositivo Medico Classe I Software Mic-Fi DERMA per Windows (GB, IT) e MAC (GB) per catturare foto, confrontare immagini, file storici e referti, conservare database pazienti e selezionare il punto di esecuzione dell'analisi.

Funzionamento: continuo Fotocamera: CMOS a colori 1/2,5" LED: 4 bianchi, 4 UV e 4 polarizzati, regolabili Obiettivi: obiettivo per microscopio ad alta definizione Risoluzione: 1,3 Mpixel Freq. fotogrammi: 15 fotogrammi/sec. Formato immagine: bmp, jpg USB: USB 2.0, 2 mt Batteria: Li-ion Tempo funzionam.: 2 ore Alimentazione: CC 5,0 V/1A Consumo: Max 2,5 W Dimensioni - peso: 36x142 mm - 88 g