

DERMATOSCOPIO POLARIZZATO MIC Wi-Fi & USB



DERMATOSCOPIO Wi-Fi con filtro polarizzato Una linea innovativa di microscopi digitali portatili a colori: dermatoscopio con filtro polarizzato, capillaroscopio e iridoscopio a trasmissione Wi-Fi. Maneggevoli, facili da utilizzare, leggeri e portatili. Compatibili con gli smartphone, i tablet e i PC delle maggiori marche. Software di base per acquisire foto e video. Applicazioni Google/Apple incluse.

Sistema operativo Windows (7, 10), OS X, iOS, Android (utilizzabile tramite Wi-Fi o USB) Risoluzione foto e video 1,3 MPixel - 1.280x1.024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240 Frequenza fotogrammi 15 fps 1.280x1.024, 30 fps 640x480 320x240 CARATTERISTICHE DERMATOSCOPIO Ingrandimento: da 5X a 200X Sorgente di luce: 8 LED bianchi regolabili Lente: Lente microscopio ad alta definizione Distanza trasmissione Wi-Fi Fino a 5 m Consumo Max 2,5 W Batteria Li-ion Funzionamento continuo - circa 2 ore, tempo carica totale - circa 2 ore Alimentazione - Dimensione - Peso: CC 5,0V / 1A - Ø 36x142 mm - 88 g VIDEOCAMERA Sensore videocamera CMOS 1/4" Caratteristiche ottiche Esposizione: Auto, Gamma: Auto, Bilanciamento del bianco: Auto, Livello del nero: Auto