

STETOSCOPIO LINUX - lira rossa



STETOSCOPIO LINUX - rosso

Fonendoscopio con padiglione in leggera lega di zinco e finiture satinate.

La speciale progettazione garantisce risultati migliori attraverso la pressione del retro della testina.

Ghiera antibrivido per un migliore confort del paziente.

Archetto fisso in acciaio inox con angolatura di 15° per un maggior comfort, anche acustico.

Tubo in PVC morbido e flessibile.

Fornito in elegante scatola di cartone, con un paio di auricolari in plastica ed uno in PVC.

Manuale e confezione in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Testina: Ø 44 mm

Tubo: lunghezza 62 cm

Ø int: 4 mm

Ø est.: 8 mm