

FONENDOSCOPIO "TRAD" - lira rossa



Fonendoscopio TRAD - rosso

STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE - per adulti o pediatrici

- Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili.
- Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico).
- Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).
- Archetto in ottone e ghiera antibrivido.
- Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.
- Forniti in scatola di cartone.
- Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.
- Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Il Fonendoscopio Trad Lira Rossa è uno stetoscopio tradizionale progettato per garantire affidabilità, leggerezza e praticità durante l'auscultazione. Realizzato con struttura in

alluminio, rappresenta una soluzione ideale per medici, infermieri, studenti di medicina e operatori sanitari che necessitano di uno strumento semplice ed efficace per l'utilizzo quotidiano.

Il dispositivo è dotato di padiglione in alluminio con diametro di 43,5 mm e di una campana da 30 mm, studiati per offrire una buona qualità di ascolto durante l'esame clinico. L'archetto è realizzato con molla interna a doppia lama, garantendo una corretta pressione e una vestibilità confortevole.

La lira bicolore rossa è disponibile con tubazione nelle misure 62 cm, 81 cm e 4 mm, oltre alla variante da 8 mm, adattandosi alle diverse esigenze operative.

Il fonendoscopio viene fornito in una pratica scatola di cartone con manuale multilingue. È inoltre completamente privo di lattice e gomma naturale, risultando indicato anche per ambienti in cui è richiesta particolare attenzione alle allergie ai materiali.

FAQ - Domande Frequenti

Il fonendoscopio contiene lattice?

No, è completamente privo di lattice e gomma naturale.

È adatto all'utilizzo professionale?

Sì, è indicato per l'impiego quotidiano in studi medici, ambulatori, ospedali e strutture sanitarie.

Di quale materiale è realizzato il padiglione?

Il padiglione è costruito in alluminio, per garantire leggerezza e affidabilità.

Quali dimensioni ha il padiglione?

Il padiglione misura 43,5 mm mentre la campana ha un diametro di 30 mm.

Sono disponibili diverse lunghezze della tubazione?

Sì, il modello è disponibile con tubazione da 62 cm, 81 cm e nelle varianti da 4 mm e 8 mm.

Fonendoscopio Trad Lira Rossa senza lattice con padiglione in alluminio, campana da 30 mm, archetto a doppia lama e tubazione disponibile in diverse misure. Ideale per medici e operatori sanitari.