

## **DUOFONO "WAN" - lira arancione**



### **Duofono WAN adulti - arancio - latex free**

Linea classica con padiglione in lega cromato, anello a vite in plastica, archetto con molla esterna, finiture in PVC in tinta con la lira con ghiera antibrivo. Prodotto con performance acustiche eccellenti.

- Padiglione: Ø 45 mm. Campana: Ø 30 mm.
- Lunghezza tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm.
- Confezionato in scatola di cartone.
- Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Il duofono WAN con lira arancione è uno stetoscopio progettato per l'uso medico professionale, ideale per l'auscultazione di cuore, polmoni e altri suoni corporei durante le visite cliniche. Grazie alla sua struttura ergonomica e alle buone prestazioni acustiche, rappresenta uno strumento affidabile per medici, infermieri e operatori sanitari.

Il dispositivo è dotato di padiglione in lega cromata, progettato per garantire una buona trasmissione dei suoni durante l'auscultazione. La membrana da 45 mm consente una rilevazione chiara dei suoni cardiaci e respiratori, mentre la campana da 30 mm permette un'auscultazione più mirata quando necessario.

La lira con ghiera antivibrazione contribuisce a migliorare la qualità dell'ascolto riducendo le interferenze durante l'utilizzo. L'archetto è dotato di molla esterna che permette una regolazione stabile della pressione sugli auricolari, offrendo comfort anche durante un utilizzo prolungato.

Il tubo in PVC color arancione non solo rende lo strumento facilmente identificabile, ma garantisce anche flessibilità e resistenza nel tempo. Il dispositivo è latex free, caratteristica importante per evitare reazioni allergiche durante l'uso.

Grazie alla combinazione di materiali resistenti e design funzionale, il duofono WAN è adatto per l'utilizzo in ambulatori, ospedali, studi medici e contesti sanitari, offrendo una soluzione pratica e affidabile per l'auscultazione quotidiana.

### **Caratteristiche principali**

- Duofono per auscultazione cardiaca e polmonare
- Padiglione in lega cromata
- Membrana da 45 mm
- Campana da 30 mm
- Lira con ghiera antivibrazione
- Archetto con molla esterna
- Tubo in PVC colore arancione
- Dispositivo latex free
- Buone prestazioni acustiche per uso clinico

### **Specifiche tecniche**

- Lunghezza tubo: 63 cm
- Diametro interno tubo: 4,2 mm
- Diametro esterno tubo: 8 mm
- Confezione: scatola di cartone

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il duofono WAN?**

*È utilizzato per l'auscultazione dei suoni cardiaci, polmonari e corporei durante la visita medica.*

### **Qual è la dimensione della membrana?**

*La membrana ha un diametro di 45 mm.*

### **Il dispositivo contiene lattice?**

*No, il duofono è latex free.*

### **È adatto per uso professionale?**

*Sì, è progettato per l'utilizzo in ambito sanitario e ambulatoriale.*

### **Il tubo è resistente?**

*Sì, il tubo è realizzato in PVC flessibile e resistente per garantire durata nel tempo.*

Duofono WAN con lira arancione latex free per auscultazione cardiaca e polmonare.

Padiglione cromato con membrana da 45 mm, ideale per medici e ambulatori.