

FONENDOSCOPIO YTON - lira azzurro acqua



STETOSCOPI YTON - LATEX FREE

- Fonendo Yton - azzurro acqua

Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm (per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato.

Finitura "Duracote".

Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro, rosso e blu acqua.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.