

DUOFONO EVOLVE - testa brillante - lira con glitter verde foglia di tè



DUOFONI GIMA EVOLVE - lunghezza 75 cm

- SERIE TESTINA BRILLANTE - lira con glitter
- Gima Evolve - verde foglia di tè
- Archetto: specchio
- Anello: trasparente

Linea di stetoscopi con acustica e sensibilità elevate, con 4 testine diverse e una gamma di lire colorate dall'estetica gradevole.

La combinazione del padiglione con la membrana fluttuante consente di ascoltare suoni a bassa e ad alta frequenza applicando una pressione più leggera o più accentuata sul padiglione.

Il padiglione in acciaio inox è sensibile ai suoni alle frequenze più basse. Il suo lato interno è lucidato, così da risultare liscio e ridurre l'attenuazione dei suoni durante l'auscultazione.

Assortimento di lire dai colori moderni ed eleganti.

L'innovativa tecnologia dell'elettroplaccatura garantisce una maggiore durata e una più alta resistenza alla corrosione.

Caratteristiche

- padiglione a testina doppia (Ø 48 mm e 36 mm) con anello antifreddo
- archetto biauricolare in alluminio con molla inserita nella lira (acciaio inox per la versione Oro Rosa)
- olive in silicone, ergonomiche e morbide per il massimo confort
- lira in PVC Ø 10 mm, lunghezza 60 cm
- lunghezza totale 75 cm

Forniti con etichetta per il nome e kit di ricambi in astuccio trasparente, comprendente 2 paia di olive morbide e 2 membrane fluttuanti.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, BG, RO, HR, GR, SE, Arabo.