

## **DUOFONO TRAD COLORATO - rosso**



### STETOSCOPI TRAD COLOR - SENZA LATTICE

- Duofono TRAD COLOR - rosso

Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili.

Padiglione Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne).

Archetto in ottone.

Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

Forniti in scatola di cartone.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.