

ERKA FINESSE LIGHT - verde scuro 520 000 55



STETOSCOPI ERKA FINESSE

FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm

Codice ERKA: 520 000 55

Finesse light - verde scuro

Lunghezza tubo 55 cm

Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.

Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.

CARATTERISTICHE

Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.

La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.

Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.

L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.

Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo

Made in Germany.