

ERKA FINESSE - pediatrico - azzurro 549 000 25



STETOSCOPI ERKA FINESSE

FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm

Codice ERKA: 549 000 25

Finesse pediatrico - azzurro

Lunghezza tubo 55 cm

Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.

Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.

CARATTERISTICHE

Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.

La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.

La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.

Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.

Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.

Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.

L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.

Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo

Made in Germany.