


## **ERKA FINESSE 2 - adulti - grigio scuro 535 000 05**



### STETOSCOPI ERKA FINESSE2

FINESSE2 ADULTO - testa Ø 47/30 mm

Codice ERKA: 535 000 05

Finesse2 adulto - grigio scuro

Lunghezza tubo 55 cm

Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza.

La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

### CARATTERISTICHE

Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.

La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.

La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.

Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.

Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.

Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.

L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.

Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo

Made in Germany.