

STETOSCOPIO ERKA FINESSE 2 - adulti - blu navy

535 000 20



STETOSCOPIO ERKA FINESSE 2 - ADULTI

FINESSE2 ADULTO - testa Ø 47/30 mm

Codice ERKA: 535 000 20

Finesse2 adulto - blu navy

Lunghezza tubo 55 cm

Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza.

La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

CARATTERISTICHE

Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.

La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.

La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.

Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo.

Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.

Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.

L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.

Tutti gli stetoscopi Erka sono forniti con astuccio portafonendo

Made in Germany.

Stetoscopio ERKA Finesse 2 per Adulti - Precisione Acustica e Comfort Professionale

Lo Stetoscopio ERKA Finesse 2 è uno strumento diagnostico professionale progettato per garantire un'elevata qualità di auscultazione e un comfort ottimale durante l'utilizzo quotidiano. Realizzato secondo gli elevati standard produttivi tedeschi, rappresenta una soluzione affidabile per medici, infermieri, specialisti e professionisti sanitari che necessitano di prestazioni acustiche precise.

La testina doppia con membrana ad alta sensibilità consente una trasmissione chiara dei suoni cardiaci, polmonari e corporei lungo l'intero spettro di frequenze. Il sistema acustico ottimizzato riduce efficacemente le interferenze ambientali, migliorando la qualità dell'ascolto e facilitando l'identificazione dei segnali clinici.

Il tubo lungo 55 cm e gli archetti anatomici inclinati favoriscono una vestibilità confortevole anche durante utilizzi prolungati. Le olive auricolari morbide assicurano un eccellente isolamento acustico e contribuiscono a ridurre l'affaticamento dell'operatore.

Grazie alla costruzione robusta, ai materiali di qualità e alla rinomata affidabilità del marchio ERKA, il Finesse 2 è una scelta ideale per l'impiego in ambulatori, ospedali, studi medici e attività assistenziali professionali.

FAQ - Domande e Risposte

Per chi è indicato lo stetoscopio ERKA Finesse 2?

È progettato per l'auscultazione di pazienti adulti.

Qual è la lunghezza del tubo?

Il tubo ha una lunghezza di circa 55 cm.

È adatto all'uso professionale?

Sì, è pensato per medici, infermieri e professionisti sanitari.

Garantisce una buona qualità acustica?

Sì, il sistema ERKA offre un'elevata sensibilità acustica e una trasmissione precisa dei suoni.

Dove viene prodotto?

Lo stetoscopio ERKA Finesse 2 è prodotto in Germania.

Stetoscopio ERKA Finesse 2 per adulti con elevata qualità acustica, tubo da 55 cm e design ergonomico.

Ideale per uso medico e professionale.