

## **STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX 2.0 ALLUMINIO - adulto - rosso**



### **STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - SENZA LATTICE**

- Codice Riester: 4200-04
- Adulti
- Colore: rosso
- Membrana: Ø 32/44 mm
- Lunghezza: 74 cm
- Peso: 97 g

Eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica.

Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.

- doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile con supporto innovativo della membrana

- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per regolare la pressione di contatto
- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze
- membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle.

Forniti con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana.

Made in Germany.