

STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX 2.0 IN ACCIAIO INOX - pediatrico - bianco



STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - PEDIATRICO

- Codice Riester: 4220-02
- Colore: bianco
- Membrana: Ø 32/23,5 mm
- Lunghezza: 69 cm
- Peso: 124 g
- Latex free

Gli stetoscopi Duplex® 2.0 si distinguono per le loro eccezionali prestazioni acustiche.

Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica.

Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.

- doppio padiglione di precisione in acciaio inossidabile

- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per aggiustare la pressione di contatto
- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze
- membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle

Fornito con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana.

Made in Germany.