

STETOSCOPIO DOPPIO ERKAPHON - nero



STETOSCOPI ERKAPHON

ERKAPHON PADIGLIONE DOPPIO - cromato - nero

Codice ERKA: 541 000 10

Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente.

Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biauricolare e padiglione in ottone cromato, membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm.

Il doppio padiglione consente di passare facilmente dalla funzione membrana alla campana. La membrana è adatta all'auscultazione di frequenze alte e basse, mentre la campana è adatta per impulsi cardiaci.

Made in Germany.