

DUOFONO "CLASSIC CARDIOLOGICO" - lira blu



STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - blu

Questo modello combina l'eccellenza acustica con una grande durata.

Le sue caratteristiche innovative comprendono:

- testa in acciaio inossidabile (Ø 33-44 mm) con campana a forma di cono per le basse frequenze
- archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna
- membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni
- tubo in PVC (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) lungo 55,5 cm, elegante e robusto

Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Ghiera antibrivo, anello di fissaggio della membrana e tubo in PVC in colori coordinati.

Fornito in scatola imbottita, con 2 coppie di auricolari in PVC.