

## **ASTUCCIO PORTA FONENDO - bordeaux**



### **ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - bordeaux**

Astuccio rigido protettivo di alta qualità per stetoscopi a tubo singolo di stile classico, disponibile in 3 colori. Un interno preformato mantiene lo stetoscopio in posizione, proteggendo la membrana sensibile e il tubo. Struttura leggera in plastica di etilene e acetato di vinile (EVA) e robusto guscio protettivo esterno rivestito in nylon 1680D. L'interno stampato preformato può anche essere rimosso per un utilizzo flessibile. Cerniera antipolvere e impermeabile sigillata con tira-zip in gomma facile da impugnare per una semplice apertura e chiusura. Tasca interna in rete per riporre gli accessori aggiuntivi. Dotato di maniglia per un facile trasporto.

Dimensioni esterne 28x16x5 cm; Dimensioni interne 26,5x14,5x4 cm.

Peso: 220 g

Alloggiamenti preformati per olive

Vassoio EVA estraibile, rivestito con tessuto multispandex

Tasca in rete con elastico, 14x19 cm