


## BRACCIALE INFUSIONE RIESTER METPAK 3.000 ml



### **Bracciale per trasfusione Riester Metpack® - 3000 cc - latex free**

- Manometro cromato Ø 49 mm fino a 300 mmHg.
- Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60°
- Produzione tedesca.

Il bracciale per infusione Riester Metpak 3.000 ml è un dispositivo professionale progettato per la trasfusione e l'infusione rapida di liquidi in ambito medico e sanitario. Ideale per ospedali, pronto soccorso, sale operatorie e ambulanze, consente di esercitare pressione controllata sulle sacche per accelerare la somministrazione di fluidi e sangue durante situazioni di emergenza o procedure cliniche specifiche.

Il sistema è dotato di manometro cromato Ø 49 mm con scala fino a 300 mmHg, che permette un monitoraggio preciso della pressione durante l'utilizzo. La struttura del bracciale è realizzata in resistente cotone blu, materiale robusto e facilmente lavabile fino a 60°, pensato per garantire durata nel tempo anche in caso di utilizzo intensivo.

Con una capacità di 3.000 ml, il Riester Metpak è adatto all'utilizzo con sacche di grandi dimensioni, offrendo praticità e affidabilità nelle procedure di infusione rapida. Il prodotto è inoltre latex free, caratteristica importante per la sicurezza di pazienti e operatori sensibili al lattice.

La qualità costruttiva Riester e la produzione tedesca assicurano elevati standard professionali, rendendo questo bracciale per infusione una soluzione affidabile per strutture sanitarie e personale medico specializzato.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il bracciale infusione Riester Metpak?**

*Serve per aumentare la pressione sulle sacche infusioni e velocizzare la somministrazione di liquidi.*

### **Qual è la capacità del dispositivo?**

*Il modello supporta sacche fino a 3.000 ml.*

### **Il prodotto contiene lattice?**

*No, è completamente latex free.*

### **Il manometro è incluso?**

*Sì, è dotato di manometro cromato fino a 300 mmHg.*

### **Il bracciale è lavabile?**

*Sì, il rivestimento in cotone blu è lavabile fino a 60°.*

Bracciale infusione Riester Metpak 3.000 ml con manometro fino a 300 mmHg.

Dispositivo latex free professionale per infusioni rapide e trasfusioni.