

## MISURATORE DI PRESSIONE DA POLSO JOLLY



### SFIGMOMANOMETRO DA POLSO JOLLY

Sfigmomanometro professionale per uso medico.

- ampio display LCD illuminato di facile lettura 47x40 mm
- indicatore pressione OMS
- rilevamento dell'aritmia (IHB)
- 4 memorie utenti, ciascuna con 30 valori memorizzati, la data e l'ora
- media di tutte le misurazioni salvate e della pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
- spegnimento automatico

Fornito con bracciale per adulti, custodia morbida e batterie

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, SE, CZ, HU, RO

Bracciale per adulti 14 - 19,5 cm

Metodo di misurazione: Oscillometrico

Intervallo di misurazione:

Pressione: 0~300 mmHg  $\pm 3$  mmHg

Polso: 40~180 battiti/min.  $\pm 5\%$

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V

Dimensioni: 89x60x31 mm

Peso (senza batterie): 69,5 g