

SFIGMO SENZA MERCURIO UM-102 - da tavolo



SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102A - da tavolo

Misuratori di pressione digitali professionali altamente avanzati, alternativi alla colonnina di mercurio

- misurazione pressione auscultatoria
- lettura digitale pulsazioni
- supporto bracciale e impugnatura per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce

Fornito di bracciale per adulti 22-32 cm

Dimensioni: 360x96x66 mm

Intervallo di misurazione:

- pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg

- polso: 40-180 battiti/minuto $\pm 5\%$

Alimentazione: 2 batterie alcaline AA 1,5V