

## MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE JOLLY



### SFIGMO DIGITALE JOLLY

Monitor professionale digitale per pressione ad uso medico

- grande display illuminato LCD di facile lettura 86x74 mm
- classificato WHO
- individuazione dell'aritmia (IHB - battiti irregolari)
- 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna
- media delle misurazioni salvate, pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
- data e ora
- spegnimento automatico

scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

- Sistema di misurazione: metodo oscillometrico

- Campo di misurazione:

pressione: 0-300 mmHg  $\pm$  3 mmHg

pulsazioni: 40-180 battiti/minuto  $\pm$  5%

- Alimentazione: 4x1,5 AAA batterie incluse

- Dimensioni esterne: 150x95xh 65 mm

- Peso: circa 235 g (batterie escluse)