

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO CON DISPLAY LED - da tavolo



SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO CON DISPLAY LED - da tavolo - azzurro

Gli sfigmomanometri senza mercurio con display LED forniscono risultati precisi e affidabili.

- gonfiaggio manuale con la pera
- decompressione manuale con la valvola di rilascio dell'aria
- colonna e display LED

La colonna lampeggia quando la pressione supera 315 mmHg.

Adatti per adulti e per uso pediatrico.

Dotato di polmone e pera in PVC, bracciale in nylon per adulti (25-38 cm) con anello a D, manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, CZ, SK, HU, RO, GR, HR, SI, EE, Arabo.

Affidabile e robusto, è ideale per studi medici, cliniche, ambulatori e strutture sanitarie che cercano uno strumento professionale conforme agli standard moderni.

FAQ - Domande e Risposte

Questo sfigmomanometro contiene mercurio?

No, è un modello completamente senza mercurio.

Il display è illuminato?

Sì, è dotato di display LED per una lettura chiara e immediata.

È adatto all'uso professionale?

Sì, è pensato per studi medici, ambulatori e strutture sanitarie.

Può essere usato anche per bambini?

Sì, è adatto sia per adulti che per uso pediatrico.

Qual è l'intervallo di misurazione?

Misura la pressione da 0 a 300 mmHg.

Sfigmomanometro senza mercurio con display LED da tavolo per misurazione professionale della pressione arteriosa.

Preciso, affidabile e adatto ad adulti e bambini.

- Intervallo pressione: 0-300 mmHg, ± 3 mmHg
- Intervallo polso: 30-200 bpm, $\pm 5\%$
- Alimentazione: 3 batterie AA , CC 4,5V
- Peso: 584 g senza batteria e bracciale
- Protezione: parte applicata di tipo BF: IPx21