


## **SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO GREEN - su carrello**



SFIGMO SENZA MERCURIO - su carrello con cestino

Linea tecnologicamente avanzata di sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di mercurio. Risultati precisi e rispetto dell'ambiente.

Gonfiaggio e sfiato dell'aria manuali.

Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSCI (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg.

Adatto per uso pediatrico solo in modalità di auscultazione (richiede 32825).

Fornito con bracciale per adulti.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

Alimentazione: batteria

Intervallo di misurazione: 20-280 mmHg

Accuratezza: pressione:  $\pm 3$  mmHg