

SFIGMO DIGITALE DOMINO - su carrello



Sfigmomanometro digitale da tavolo professionale, per uso ambulatoriale o ospedaliero.

- si trasforma in orologio da tavolo con misurazione temperatura ambiente (°C/°F)
- sistema di rilevazione dei battiti irregolari
- 120 memorie (60 x 2 utenti)
- funzione di allarme come promemoria
- codifica colore secondo le linee guida WHO
- Campo di misurazione:
 - pressione: 40 ~ 260 mmHg
 - pulsazioni: 40 - 160 bpm
- Precisione:
 - pressione ± 3 mmHg
 - pulsazioni $\pm 5\%$
- Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore AC (opzionale)

- Dimensioni: 158 x 120 x 127 mm
- Peso: 490 g