

Misuratore di Pressione ANDON - Sfigmomanometro Digitale Automatico



SFIGMOMANOMETRO ANDON

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni
- rilevatore aritmia (HB)
- spegnimento automatico

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Circonferenza braccio: 22-30 cm

Il misuratore di pressione Andon è uno sfigmomanometro digitale progettato per la misurazione rapida e affidabile della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. Grazie al metodo di misurazione oscillometrico, consente un controllo semplice e preciso dei valori pressori sia in ambito domestico sia professionale.

Il dispositivo è dotato di ampio display LCD che permette una lettura chiara e immediata dei risultati. L'indicatore grafico della pressione, basato sulla classificazione OMS, aiuta a

interpretare facilmente i valori rilevati.

Questo misuratore consente di memorizzare fino a 30 misurazioni per ciascun utente, con registrazione di data e ora. La funzione di media degli ultimi valori misurati negli ultimi 7 giorni permette di monitorare l'andamento della pressione nel tempo.

Il dispositivo rileva inoltre eventuali aritmie cardiache (IHB) durante la misurazione, segnalando possibili irregolarità del battito cardiaco. Il sistema di spegnimento automatico contribuisce a ottimizzare il consumo energetico.

Compatto e leggero, il misuratore è alimentato tramite 4 batterie AAA (non incluse) e può essere utilizzato con bracciale adatto a circonferenze del braccio comprese tra 22 e 30 cm.

Caratteristiche principali

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione pressione: 0 - 300 mmHg (± 3 mmHg)
- Frequenza cardiaca: 40 - 180 pulsazioni/min ($\pm 5\%$)
- Display LCD ampio e leggibile
- Indicatore pressione secondo classificazione OMS
- 30 memorie con data e ora
- Media dei valori registrati negli ultimi 7 giorni
- Rilevazione aritmia cardiaca (IHB)
- Spegnimento automatico
- Alimentazione: 4 batterie AAA (non incluse)
- Dimensioni dispositivo: 107 × 80 × 52 mm
- Peso: circa 170 g (senza batterie)
- Dimensioni display: 66 × 68,5 mm
- Circonferenza bracciale: 22 - 30 cm

FAQ - Domande frequenti

Come funziona il misuratore di pressione Andon?

Utilizza il metodo oscillometrico per misurare automaticamente pressione arteriosa e battito cardiaco.

Il dispositivo salva le misurazioni?

Sì, può memorizzare fino a 30 misurazioni con data e ora.

Rileva eventuali aritmie cardiache?

Sì, è dotato di sistema IHB per la rilevazione di battiti cardiaci irregolari.

Che tipo di alimentazione utilizza?

Funziona con 4 batterie AAA non incluse.

Qual è la circonferenza del bracciale compatibile?

Il bracciale è adatto a braccia con circonferenza 22-30 cm.

Sistema di misurazione: Metodo oscillometrico

Campo di misurazione:

Pressione: 0~300 mmHg \pm 3 mmHg

Pulsazioni: 40~180 pulsazioni/min \pm 5%

Alimentazione: 4 x 1,5 V batterie AAA - non incluse

Dimensioni - peso: 107 x 80 x h 52 mm - 170 g (senza batterie)

Dimensioni LCD: 66 x 58,5 mm

Misuratore di pressione Andon digitale con display LCD, rilevazione aritmie, memoria misurazioni e indicatore OMS per monitoraggio preciso della pressione arteriosa.