

MISURATORE DI PRESSIONE ANDON



SFIGMOMANOMETRO ANDON

- ampio schermo LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS
- 4 gruppi x 30 volte con data e ora
- media di tutti i valori di pressione misurati e salvati negli ultimi 7 giorni
- rilevatore aritmia (HB)
- spegnimento automatico

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

Circonferenza braccio: 22-30 cm

Sistema di misurazione: Metodo oscillometrico

Campo di misurazione:

Pressione: 0~300 mmHg ± 3 mmHg

Pulsazioni: 40~180 pulsazioni/min $\pm 5\%$

Alimentazione: 4 x 1,5 V batterie AAA - non incluse

Dimensioni - peso: 107 x 80 x h 52 mm - 170 g (senza batterie)

Dimensioni LCD: 66 x 58,5 mm