

## MISURATORE DI PRESSIONE GIMA BLUETOOTH



SFIGMOMANOMETRO BLUETOOTH GIMA Sfigmo Bluetooth con innovativa tecnologia tubeless e design sottilissimo. Misura pressione sanguigna e frequenza cardiaca, rileva il battito cardiaco irregolare e il movimento corporeo eccessivo. - ampio schermo LCD 86x24 mm, visualizzazione blu con retroilluminazione - pratico bracciale per circonferenza del braccio di 22x42 cm (nylon all'esterno e poliestere all'interno a contatto con la pelle) - indicazione di data, ora e batteria scarica - 2 gruppi di memoria (2 utenti) Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Dimensioni 131x73x29,4 mm Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina (disponibili SDK) COMPATIBILITÀ Per dispositivi iOS: Il sistema operativo deve essere iOS 8 o successivo, per esempio iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus e così via. Per dispositivi Android: Il sistema operativo deve essere 4.3 o successivo.

Metodo di misurazione: oscillometrico - funzionamento in modalità continua Campo di misurazione: Pressione nominale bracciale 0~299 mmHg Pressione di misurazione: SYS: 60~230 mmHg / DIA: 40~130 mmHg / Polso: 40-199 bpm Pulsanti meccanici: Utente 1 - Utente 2 - Interrogazione - Accensione Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata 3,7V - 1000 mHA Vita della batteria: 2 anni Capacità di carica: fino a 300 volte Adattatore CA (incluso): ingresso 100-240V. 50-60Hz