

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO SMART



SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART

Sfigmomanometro compatto dalle caratteristiche innovative:

- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS
- rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture
- 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

Schermo LCD 31,9x39,6 mm

Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici

Pressione bracciale: 0-295 mmHg ± 3 mmHg

Intervallo freq. cardiaca: 40~180 battiti/min $\pm 5\%$ della lettura

Intervallo misurazione: 30-280 mmHg

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V

Dimensioni - Peso: 84x64x28 mm - 110 g (senza batterie)

Bracciale da polso: per circonferenze da 14 a 19,5 cm