

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE AUTOMATICO SMART



SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO SMART con bracciale adulto

Sfigmomanometro compatto, multiutente, dalle caratteristiche innovative:

- tecnologia Smart Inflation determina automaticamente la pressione di gonfiaggio
- indicatore di pressione OMS - rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture - 2x60 memorie, data e ora
- visualizza separatamente pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca
- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

Schermo LCD 62x43 mm

Metodo di misurazione: oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici

Intervallo misurazione:

- pressione bracciale: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- frequenza cardiaca: 40~180 battiti/min $\pm 5\%$ della lettura

- pressione sistolica: 60-260 mmHg

- pressione diastolica: 40-199 mmHg

Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V

Dimensioni - Peso: 138x98x48 mm - 211 g (senza batterie)

Bracciale: per circonferenze braccio 22-30 cm, 30-42 cm o 42-48 cm