

MISURATORE DI PRESSIONE X-LIFE da braccio



Sfigmomanometri digitali automatici e precisi per misurazioni facili e rapide con funzioni innovative:

- Rilevatore di battito cardiaco irregolare
- Indicatore della categoria di rischio secondo l'OMS (classifica le misurazioni in 6 gradi di rischio, da ottimale a grave ipertensione)
- Conformità con il protocollo dell'ESH (Società Europea d'Ipertensione) provata clinicamente
- Lettura facile, ampio display
- 120 memorie per 3 utilizzatori: 3 zone di 40 memorie ciascuno
- Unico tasto Start/stop, retroilluminato blu
- Media memorie: media automatica delle ultime 3 memorie

Dimensioni: 140 x 104 x 50 mm

Peso: 247g

Dimensione LCD: 60 x 51 mm

Dimensioni bracciale per circonferenza braccio: 22-33 cm

- Metodo di misurazione: oscillometrico

- Range di misurazione:

- Pressione: 0-300 mmHg

- Polso: 40-199 bpm

- Precisione:

- Pressione: ± 3 mmHg

- Polso: $\pm 5\%$

- Alimentazione: 4 pile alcaline AA

- Durata batteria: 300 misure