

MISURATORE DI PRESSIONE X-LIFE da polso



Sfigmomanometri digitali automatici e precisi per misurazioni facili e rapide con funzioni innovative:

- Rilevatore di battito cardiaco irregolare
- Indicatore della categoria di rischio secondo l'OMS (classifica le misurazioni in 6 gradi di rischio, da ottimale a grave ipertensione)
- Conformità con il protocollo dell'ESH (Società Europea d'Ipertensione) provata clinicamente
- Lettura facile, ampio display
- 120 memorie per 3 utilizzatori: 3 zone di 40 memorie ciascuno
- Unico tasto Start/stop, retroilluminato blu
- Media memorie: media automatica delle ultime 3 memorie

Dimensioni: 74.5 x 74 x 30 mm

Peso: 95g

Dimensione LCD: 34.5 x 42 mm

Dimensioni bracciale per circonferenza braccio: 13.5-19.5 cm

- Metodo di misurazione: oscillometrico

- Range di misurazione:

- Pressione: 0-300 mmHg

- Polso: 40-199 bpm

- Precisione:

- Pressione: ± 3 mmHg

- Polso: $\pm 5\%$

- Alimentazione: 2 pile alcaline AAA

- Durata batteria: 250 misure