

SFIGMO DIGITALE PARLANTE - GB,FR,ES,PT,AR



La voce aiuta l'utilizzatore, spiegando come misurare la pressione, e comunicando i risultati ottenuti.

- Largo display LCD
 - Rilevamento aritmia (IHB)
 - Data e ora
 - Per circonferenza braccia 22-30 cm
 - Classificazione OMS
 - 60 memorie
 - Spegnimento automatico
 - Tasto di funzione illuminato
-
- Metodo di misurazione: oscillometrico
 - Campo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg Pulsazioni: 40-180 battiti/minuto

- Accuratezza: Pressione: ± 3 mmHg Pulsazioni: ± 5 mmHg
- Alimentazione: 4 batterie AAA, adattatore corrente AC/DC 6V opzionale
- Dimensioni esterne: 153x108xh 60 mm
- Peso: circa 290g (batterie escluse)
- Dimensioni LCD: 60x71 mm