

MISURATORE DI PRESSIONE BP2A



MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH BP2A

Misuratore di pressione intelligente automatico da braccio, studiato per l'uso quotidiano. La struttura "tutto in uno" ne facilita il trasporto.

Clinicamente validato: la combinazione della tecnologia di pressurizzazione intelligente e dell'innovativo bracciale in Lycra altamente elastico garantisce la massima precisione dei risultati.

Facilità di lettura e d'uso: misurazione con un solo clic e schermo OLED per monitoraggio in tempo reale.

Affidabilità: rileva il movimento del corpo e il corretto posizionamento del bracciale, evitando risultati non validi. La sincronizzazione Bluetooth consente di verificare, condividere e salvare i risultati sull'App ViHealth, che supporta la memorizzazione illimitata e la gestione di più utenti.

Fornito con bracciale integrato (22-42 cm), batteria ricaricabile integrata, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, DE.

FAQ - Domande e Risposte

È adatto per uso domestico?

Sì, è progettato per un utilizzo semplice anche da parte di utenti non esperti.

Serve collegarlo allo smartphone?

No, funziona anche autonomamente, ma l'app consente di salvare e analizzare i dati.

Che valori misura?

Pressione arteriosa (sistolica e diastolica) e frequenza cardiaca.

È ricaricabile?

Sì, dispone di batteria integrata ricaricabile.

Il bracciale è incluso?

Sì, è integrato nel dispositivo per maggiore praticità.

- Metodo di misurazione: Oscillometrico
- Intervallo misuraz. pressione: 0-300 mmHg; ± 3 mmHg o 2% (il più alto dei due valori)
- Intervallo misuraz. polso: 40 - 200 bpm; ± 2 bpm
- Memoria: 50 record
- Ingresso per ricarica: USB Tipo C, CC 5V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Durata batteria: 500 misurazioni
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE
- Dimensioni - Peso: 135x45xh 20 mm - 240 g