

## MISURATORE DI PRESSIONE BP2A



### MISURATORE DI PRESSIONE BLUETOOTH BP2A

Misuratore di pressione intelligente automatico da braccio, studiato per l'uso quotidiano. La struttura "tutto in uno" ne facilita il trasporto.

Clinicamente validato: la combinazione della tecnologia di pressurizzazione intelligente e dell'innovativo bracciale in Lycra altamente elastico garantisce la massima precisione dei risultati.

Facilità di lettura e d'uso: misurazione con un solo clic e schermo OLED per monitoraggio in tempo reale.

Affidabilità: rileva il movimento del corpo e il corretto posizionamento del bracciale, evitando risultati non validi. La sincronizzazione Bluetooth consente di verificare, condividere e salvare i risultati sull'App ViHealth, che supporta la memorizzazione illimitata e la gestione di più utenti.

Fornito con bracciale integrato (22-42 cm), batteria ricaricabile integrata, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, DE.

Metodo di misurazione: Oscillometrico

Intervallo misuraz. pressione: 0-300 mmHg;  $\pm$  3 mmHg o 2% (il più alto dei due valori)

Intervallo misuraz. polso: 40 - 200 bpm;  $\pm$  2 bpm

Memoria: 50 record

Ingresso per ricarica: USB Tipo C, CC 5V

Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Durata batteria: 500 misurazioni

Tempo di ricarica: 2 ore

Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE

Dimensioni - Peso: 135x45xh 20 mm - 240 g