

MISURATORE DI PRESSIONE GIMA WRAP GB,FR,IT,ES,PT,DE,NL,SE,PL,HU,RO,GR



SFIGMOMANOMETRO GIMA WRAP con Bluetooth

Misuratore della pressione arteriosa, portatile e leggero, con connessione Bluetooth, idoneo per uso professionale e domestico.

- ampio schermo LED 3,2", facilmente leggibile e retroilluminato
- indicatore a 3 colori retroilluminato
- 2 utenti, 120 memorie ciascuno + modalità ospite, ideale per uso in famiglia
- rilevamento battito cardiaco irregolare (IHB)
- indicatore errore dovuto a movimento
- indicatore di bracciale indossato correttamente
- allarme visivo con indicatori di 4 colori
- tecnologia di "gonfiaggio intelligente"
- batteria al litio ricaricabile integrata

Fornito con bracciale per adulto (22-42 cm), batteria al litio integrata, cavo USB di tipo C, manuale utente in GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, GR.

Metodo di misurazione: oscillometrico

Pressione pneumatica: 0-295 mmHg

Pressione arteriosa: sis 57~255 mmHg; ± 3 / dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg

Frequenza cardiaca: 40~199 bpm; $\pm 5\%$

Modalità di funzionamento: continua

Display: schermo LED, 75x35 mm

Dimensioni bracciale: 22-42 cm

Dimensioni - peso: 59x123xh 28 mm - 225 g

Alimentazione: batteria al litio ricaricabile 3,7V, 450 mAh

Tempo di ricarica: 2 ore

Protezione: alimentazione interna, tipo BF, IP22