

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO EASYCHECK GIMA



SFIGMOMANOMETRO DIGITALE EASYCHECK

Sfigmomanometro elettronico con schermo LED e interfaccia semplice per misurare la pressione sistolica, diastolica e media e la frequenza cardiaca.

Le registrazioni NIBP possono essere riviste. Per uso domestico e clinico e per test di routine.

Caratteristiche:

- misurazione con un solo tasto, facile da usare
- registra e memorizza fino a 199 gruppi di misurazioni
- schermo LED a colori con caratteri grandi facilmente leggibili
- spegnimento automatico in caso di inattività
- allarme alta pressione
- indicatore di batteria scarica e di errore
- commutabile: mmHg e kPa

Fornito con bracciale per adulti e 4 batterie alcaline AA.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE, HR, Arabo

Dimensioni: 128x100xh 72 mm

Peso: 281 g

Metodo di misurazione: oscillometrico

Intervallo di misurazione: 0 kPa (0 mmHg) - 39,6 kPa (297 mmHg)

Risoluzione: 0,133 kPa (1 mmHg) $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg)

Intervallo misurazione FC: 40 bpm - 240 bpm

Gonfiaggio: automatico con pompetta

Sgonfiaggio: automatico graduale

Schermo: LED a colori, ampio

Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore 5V opzionale

Sicurezza: Classe II Tipo BF