

## **STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX DI ALLUMINIO - adulti - grigio ardesia**



### **STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®**

- Codice Riester: 4001-02
- Duplex® - ardesia
- Membrana: Ø 48 mm
- Lunghezza: 77 cm
- Peso: 151 g

Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante.

Offrono eccezionali prestazioni acustiche per rispondere alle sfide quotidiane in ambito lavorativo e ospedaliero.

Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato.

Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione antifreddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute.

Campana Ø 36 mm.

Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio.

Made in Germany.