

## **STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX DI ALLUMINIO - pediatrico - blu**



### STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®

- Codice Riester: 4041
- Duplex® PEDIATRICO - blu
- Membrana: Ø 36 mm
- Lunghezza: 76,5 cm
- Peso: 122 g

Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante.

Offrono eccezionali prestazioni acustiche per rispondere alle sfide quotidiane in ambito lavorativo e ospedaliero.

Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato.

Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione antifreddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute.

Campana Ø 36 mm.

Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio.

Made in Germany.