

## **STETOSCOPIO ELETTRONICO RIESTER RI-SONIC PCP-1 TRRS - spinotto stereo - 4313**



### **STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-1 TRRS - spinotto stereo 4313**

Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l'auscultazione in tempo reale e da remoto.

Lo stetoscopio PCP-1 si inserisce direttamente nella porta microfono di qualsiasi smartphone, PC o tablet ed è utilizzabile solo con l'App eMurmur.

- la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo gli artefatti dovuti al rumore di fondo

- i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico

Gli stetoscopi elettronici Ri-sonic consentono di ascoltare i suoni interni del corpo di un paziente, quali i rumori cardiaci, polmonari o intestinali.

Modalità di funzionamento: continua

Protezione elettrica: Classe II protezione contro scosse elettriche

Spinotto: stereo 3,5 mm

Tensione: Classe IIa parte applicata di tipo BF

Classificazione: parte applicata di tipo BF

Peso: 145 g